



Новый Lokomat® Pro с модулем FreeD



Новый модуль FreeD повышает эффективность роботизированной терапии, благодаря функции переноса веса тела и активации равновесия посредством боковых и вращательных движений таза.

- Модуль FreeD улучшает терапию позволяя выполнять боковые движения и поперечные вращения таза.
- Теперь пациенты могут полностью перенести вес на ногу и тем самым активировать постуральные мышцы и улучшить баланс.
- Свободное отведение и приведение бедра, так же как и боковое смещение разгрузки веса тела, полностью синхронизированы с движениями таза и ортезов.

боковые движения



поперечные вращения

Новый модуль FreeD позволяет совершать боковые и поперечные движения таза.

Новое поколение соревновательных игровых программ Lokomat®Pro



Усовершенствованные программы тренировок позволяют пациенту активно увеличивать скорость ходьбы, прилагая больше усилий, тем самым повышая интенсивность терапии.

Новые соревновательные программы увеличивают долгосрочную мотивацию пациента.

- Игровые программы LokomatPro предлагают захватывающие упражнения, которые повышают мотивацию и активность пациента, обеспечивая элементы соревнования с интуитивно понятной системой оценки.
- Функциональная расширенная обратная связь мотивирует пациента к улучшению конкретных аспектов ходьбы, таких как подъем стопы и длина шага.
- Даже пациентам с грубыми двигательными нарушениями, которые все еще нуждаются в максимальной поддержке, полезна опция увеличения кинематической вариабельности, значительно улучшающая процесс обучения ходьбе.

Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
тел.: (495) 742-4430; 666-3323 • факс (495) 742-4435
info@beka.ru • www.beka.ru

 **Носома бека**
реабилитация • уход • сна