

Функциональная электростимуляция



Бека РУС представляет тренажеры с функциональной электростимуляцией (ФЭС). При использовании ФЭС нормализуется работа локомоторных центров на всех вертикальных уровнях регуляции двигательной активности, и достигается максимальная перестройка нейродинамики пациента.



Система RT600

- RT600 обеспечивает одновременную функциональную электростимуляцию нижних конечностей в режиме ходьбы. Благодаря автоматизированной подвесной системе терапию возможно проводить у пациентов, которые лишены возможности вертикализации и ходьбы.
- RT600 использует SAGE — интеллектуальную систему стимуляции мышц (выбор до 10 групп мышц нижних конечностей и туловища, комбинация в зависимости от потребностей пациента).



Серия RT300

- Серия тренажеров с функциональной электростимуляцией верхних и нижних конечностей с возможностью терапии пациентов в положении «лежа».
- Возможность эффективного применения в стационарном и амбулаторном режимах.
- Максимальная безопасность использования для пациентов в инвалидных креслах.

Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
тел.: (495) 742-4430; 666-3323 • факс (495) 742-4435
info@beka.ru • www.beka.ru

бека ^р ^у ^с
реабилитация ■ уход ■ спа

Серия RT300



RT300 leg system —
ФЭС нижних конечностей.



RT300 leg&arm system —
ФЭС верхних и нижних конечностей.



RT300 arm system —
ФЭС верхних конечностей.




RT300 supine — ФЭС
нижних конечностей
из положения «лежа».

Интеллектуальная система SAGE



Интерактивный
интерфейс для
мотивационного
тренинга

Многофункциональность применения



Функциональ-
ная стимуляция
основных мышеч-
ных групп

Система RT600



Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
тел.: (495) 742-4430; 666-3323 • факс (495) 742-4435
info@beka.ru • www.beka.ru

бека
реабилитация ■ уход ■ сна

Restorative Therapies
THE LEADER IN FES POWERED SYSTEMS